

## Phospho-STING/Tmem173-S366 Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - Q86Wv6

Artikelnummer: CM0001798



### Einführung

Phospho-STING/TMEM173-S366 polyklonales Kaninchen-Antikörper für Western Blot und ELISA, zielgerichtet gegen humanes STING/TMEM173, phosphoryliert an Ser366, einem zentralen Adaptor in der angeborenen Immunsinalgebung und Interferoninduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-STING/TMEM173-S366 Kaninchen-pAb                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 340061                                                                                                            |
| Gen-ID            | 340061                                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S366 von humanem STING/TMEM173 (NP_938023.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                            |
| SWISS             | Q86WV6                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 42kDa                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                         |