


Phospho-Stk11 (S428) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15831

Artikelnummer: CM0001528



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Phospho-STK11 (S428) für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murine und Ratten-STK11. Ideal für Studien zur LKB1-Signalgebung bei Krebs, Stoffwechsel und Zellpolarität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STK11-S428 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S428
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6794
Gen-ID	6794
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich der S428 von humanem STK11 (NP_000446.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15831
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel