

Phospho-Syk-Y323 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc - P43405

Artikelnummer: CM0001184



Einführung

Der Phospho-Syk-Y323 Kaninchen Polyklonale Antikörper detektiert humanes Syk, das an Tyrosin 323 phosphoryliert ist. Geeignet für Western Blot (WB) und Immunfluoreszenz (IF/ICC), zielt er auf die Spleen-Tyrosinkinase ab, die an Immunsignalisierung und Entzündung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-Syk-Y323 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
Spezies	Human
GeneID (human)	6850
GeneID	6850
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43405
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche