


Phospho-Tak1 (S412) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - O43318

Artikelnummer: CM0001701



Einführung

Phospho-TAK1 (S412) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Erkennt einen wichtigen MAP3K, der an TGF- β -, IL-1- und TLR-Signalwegen beteiligt und für die NF- κ B- und JNK-Aktivierung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TAK1-S412 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a; Phospho-TAK1-S412
Spezies	Human
GeneID (Human)	6885
GeneID	6885
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43318
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eistasche