

Phospho-Tau (S214) Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0000904



Einführung

Phospho-Tau (S214) Kaninchen-mAk zum Nachweis von phosphoryliertem Tau in humanen und murinen Proben mittels WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau (S214) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau (S214)
Spezies	Human
GeneID (Human)	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phospho-synthetisches Peptid, das den Umgebung von S214 des humanen Tau entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10636
Protein-Gewicht	79kDa
Versand	Eistüte