

Phospho-Tau-S262 Kaninchen-Pak - P10636

Artikelnummer: CM0000530



Einführung

Der Phospho-Tau-S262 Kaninchen-pAk erkennt Tau, das an Ser262 phosphoryliert ist. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Verwendung in Studien zur Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-S262 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S262
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S262 von Tau (NP_058518.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel