

Phospho-Tau-S404 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0000554



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Tau (Ser404), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-S404 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S404
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4137
GeneID	4137
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S404 von humanem Tau (NP_005901.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Protein-Gewicht	79 kDa
Versand	Eistasche