

Phospho-Tau (Ser198/Ser199/Ser202) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001557



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Tau phosphoryliert an Ser198/Ser199/Ser202 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Tauopathien und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4137
Gen-ID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel