

Phospho-Tau-Ser404 Kaninchen-Pak - P10636

Artikelnummer: CM0001907



Einführung

Phospho-Tau-Ser404 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges Tau, phosphoryliert an Ser404. Geeignet für die Forschung zu Alzheimer-Krankheit und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-Ser404 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S404 von humanem Tau (NP_005901.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel