

Phospho-Tau-T181 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001891



Einführung

Phospho-Tau-T181 Kaninchen-monoklonaler Antikörper detektiert spezifisch humanes Tau, das an T181 phosphoryliert ist. Ideal für Western Blot und ELISA-Anwendungen in der Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T181 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um T181 des menschlichen Phospho-Tau-T181 (NP_001190181.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10636
Proteinmasse	79kDa
Versand	Eisbeutel