

Phospho-Tau-T181 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001151



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der phosphoryliertes Tau an T181 (SWISS P10636) zielt. Validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Alzheimer- und Neuropathologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T181 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T181 von menschlichem Tau
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel