

Phospho-Tau-T181 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - P10636-5

Artikelnummer: CM0000484

Einführung

Phospho-Tau-T181 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines phosphoryliertes Tau an T181, geeignet für die Alzheimer-Krankheits- und Tauopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T181 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Spezies	Human
GeneID (Human)	4137
GeneID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10636-5
Proteingewicht	32-45kDa/78-80kDa
Versand	Eisbeutel