

Phospho-Tau-T181 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, If, Elisa) - P10636

Artikelnummer: CM0001056



Einführung

Hochspezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen Tau, phosphoryliert an Thr181. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Wesentlich für die Alzheimer- und Tauopathie-IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T181 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T498 von menschlichem Tau (NP_058519.3?)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel