

Phospho-Tau-T217 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P10636-8

Artikelnummer: CM0000670

Einführung

rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Phospho-Tau (Thr217), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt spezifisch humanes Tau und unterstützt die Forschung zu Alzheimer und Tauopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T217 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T217 des menschlichen Tau
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10636-8
Proteingewicht	33-46kDa/79-81kDa
Versand	Eisbeutel