

Phospho-Tau-T231 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001205



Einführung

Phospho-Tau-T231 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Rattenarten. Zielt auf das Alzheimer-assoziierte Phospho-Epitop des menschlichen Tau-Proteins (79 kDa) ab. Ideal für Neurowissenschaften und die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T231 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10636
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel