

Phospho-Tau-T231 Kaninchen-Pab - P10636

Artikelnummer: CM0000701



Einführung

Phospho-Tau-T231 Kaninchen-pAb (P10636) detektiert spezifisch phosphoryliertes Tau bei T231 in Mensch und Maus. Geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu Alzheimer-Krankheit und Tauopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-T231 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
Spezies	Mensch
Gen-ID	4137
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T548 von menschlichem Tau (NP_058519.3?)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10636
Protein-Gewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel