


Phospho-Tbc1D4-S588 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - O60343

Artikelnummer: CM0000932



Einführung

Phospho-TBC1D4-S588 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Erkennt das an Serin 588 phosphorylierte TBC1D4-Protein, das an der insulinvermittelten GLUT4-Translokation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TBC1D4-S588 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9882
GenID	9882
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S588 von menschlichem TBC1D4 (NP_055647.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60343
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel