

Phospho-Tp73-Y99 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15350

Artikelnummer: CM0000692



Einführung

Phospho-TP73-Y99 Kaninchen pAb für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes Phospho-p73 an Tyr99. Ideal für Forschung zu Apoptose, DNA-Schäden und Lungendifferenzierung. Validiert an humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TP73-Y99 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7161
GeneID	7161
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um Y99 von humanem TP73 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15350
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel