

## Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P29597

Artikelnummer: CM0001799



### Einführung

Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt menschliches, murines und rattentyisches Tyk2. Ideal zur Untersuchung von Zytokin- und Interferon-Signalwegen, Zellwachstum und Immunreaktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Tyk2-Y1054/1055 Rabbit pAb                                                         |
| Bemerkungen/Alias | JTK1; IMD35; Phospho-Tyk2-Y1054/1055                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 7297                                                                                       |
| Gen-ID            | 7297                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1054 & Y1055 von menschlichem Tyk2 (NP_003322.3) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                  |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                |
| SWISS             | P29597                                                                                     |
| Proteingewicht    | 134kDa                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                  |