


Phospho-Tyrosin-Hydroxylase-S40 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07101

Artikelnummer: CM0001383



Einführung

Phospho-Tyrosin-Hydroxylase-S40 Kaninchen-pAb erkennt phosphoryliertes Tyrosin-Hydroxylase an Ser40. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Ideales Werkzeug für die Katecholamin- und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tyrosin-Hydroxylase-S40 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Phospho-Tyrosin-Hydroxylase-S40
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7054
GenID	7054
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S40 des menschlichen Tyrosin-Hydroxylase (NP_000351.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P07101
Proteingewicht	45-59 kDa
Versand	Eisbeutel