


Phospho-Ubiquitin (Ser65) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Artikelnummer: CM0004137



Einführung

Phospho-Ubiquitin (Ser65) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Spezifisch für humanes Ubiquitin, das an Serin 65 phosphoryliert ist. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitin-Signalwegen und Proteasom-Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Ubiquitin-S65 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6233/7311/7314/7316
Gen-ID	6233/7311/7314/7316
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S65 von humanem Ubiquitin (NP_002945.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Proteingewicht	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
Versand	Eistüte