

Phospho-ULK1-S467 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - 075385

Artikelnummer: CM0001884



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ULK1 (S467), eine Schlüssel-Autophagie-Kinase. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal für die Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ULK1-S467 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
Spekties	Mensch
GenID (Mensch)	8408
GenID	8408
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S467 von menschlichem ULK1 (NP_003556.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75385
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel