

Phospho-ULK1-S555 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - 075385

Artikelnummer: CM0001170



Einführung

Phospho-ULK1-S555 Kaninchen-pAb erkennt spezifisch phosphoryliertes ULK1 an Ser555. Validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben. Ideal für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ULK1-S555 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Spezies	Mensch
GenID	8408
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S555 von menschlichem ULK1 (NP_003556.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075385
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel