

Phospho-ULK1-S638 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - 075385

Artikelnummer: CM0001341



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Phospho-ULK1 (Ser638) für die Autophagie-Forschung. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ULK1-S638 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S638
Spezies	Human
GeneID (human)	8408
GeneID	8408
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S638 von humanem ULK1 (NP_003556.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	075385
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eistasche