

Phospho-B-Catenin (S33/S37/T41) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0001129



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes β -Catenin an S33, S37 und T41 für IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Wnt-Signalweg und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho- β -Catenin-S33/S37/T41 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S33/S37/T41
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1499
GenID	1499
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel