

Phospho-β-Catenin-S552 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0001939



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Phospho-β-Catenin (Ser552) für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Wnt-Signalübertragung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-β-Catenin-S552 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S552
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1499
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid rund um S552 des menschlichen CTNNB1 (NP_001895.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35222
Proteinmasse	85kDa
Versand	Eisbeutel