

Phospho-B-Catenin-S675 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0001612



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von Phospho- β -Catenin (S675) für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Wnt-Signalweg- und Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho- β -Catenin-S675 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S675
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1499
GenID	1499
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S675 von humanem Beta-Catenin (NP_001091679.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel