

Phospho-B-Catenin-Y333 Kaninchen Pab Für Wb - P35222

Artikelnummer: CM0000528



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes β -Catenin (Tyr333), validiert für Western Blot in humanen Proben. Ideal für Wnt-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho- β -Catenin-Y333 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; Armadillo; Phospho- β -Catenin-Y333
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1499
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35222
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel