

Phospho-Vangl2-T78/S79/S82 Kaninchen-Mab Für Wb Und Elisa - Q9UIk5

Artikelnummer: CM0000655



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Antikörper gegen VANGL2 an T78/S79/S82, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung der planaren Zellpolarität und Entwicklungsbiologie bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VANGL2-T78/S79/S82 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57216
Gen-ID	57216
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Regionen um T78/S79/S82 von humanem VANGL2 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULK5
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel