

Phospho-Vasp-S157 Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0000950



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Phospho-VASP (Ser157). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Aktindynamik, Zellmigration und Plättchenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VASP-S157 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	VASP; Phospho-VASP-S157
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7408
GenID	7408
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S157 von menschlichem VASP (NP_003361.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P50552
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel