

Phospho-Vasp-S239 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0001906



Einführung

Phospho-VASP-S239 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes VASP, das an Serin 239 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung von Zytoskelettdynamik, Thrombozytenaktivierung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VASP-S239 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VASP; vasodilatator-stimuliertes Phosphoprotein; Phospho-VASP-S239
Spezies	Mensch
GeneID	7408
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S239 von humanem VASP (NP_003361.1).)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P50552
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel