


Phospho-Vav1-Y174 Kaninchen Pab Für Wb - P15498

Artikelnummer: CM0001407



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes VAV1 an Tyrosin 174 (Y174). Ideal für WB bei humanen und Ratten-Proben, zur Erforschung der Vav-Proteinfunktion in hämatopoetischer Signalübertragung und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VAV1-Y174 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VAV; Phospho-VAV1-Y174
Spezies	Mensch
Gen-ID	7409
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um Y174 von humanem VAV1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P15498
Proteinmasse	98kDa
Versand	Eisbeutel