

Phospho-Vegf-Rezeptor 2-Y1175 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P35968

Artikelnummer: CM0000973



Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen den bei Y1175 phosphorylierten VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Angiogenese und vaskulären Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VEGF-Rezeptor 2-Y1175 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3791
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1175 des menschlichen VEGF-Rezeptors 2 (NP_002244.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35968
Proteinmasse	152 kDa
Versand	Eisbeutel