


Phospho-Vimentin-S39 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0001253



Einführung

Phospho-Vimentin-S39 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und rattiges Vimentin, das an Ser39 phosphoryliert ist. Ideal für die Erforschung von Zellmigration und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Vimentin-S39 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; Phospho-Vimentin-S39
Spezies	Human
GeneID (Human)	7431
GeneID	7431
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S39 von humanem VIM (NP_003371.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08670
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eistüte