


Phospho-Vimentin-S56 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0000601



Einführung

Der Phospho-Vimentin-S56 Kaninchen-pAb detektiert an Ser56 phosphoryliertes Vimentin in humanen und Rattenproben mittels WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Dynamik intermediärer Filamente, der Zellmigration und der EMT.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Vimentin-S56 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; Vimentin; Phospho-Vimentin-S56
Spezies	Human
GeneID	7431
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S56 von humanem VIM (NP_003371.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P08670
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel