


Phospho-Yap1-S127 Kaninchen-Mak - P46937

Artikelnummer: CM0001223



Einführung

Phospho-YAP1-S127 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Hippo-Signalwegs, der Organ-Größenkontrolle und der Tumorsuppression. Ca. 54 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	phospho-YAP1-S127 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S127
Spezies	Human
GeneID (human)	10413
GeneID	10413
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem YAP1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel