


Phospho-Yap1 (S397) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0001944



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für YAP1 phosphoryliert an Ser397. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung des Hippo-Signalwegs und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	phospho-YAP1-S397 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S397
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10413
GenID	10413
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S397 von humanem YAP1 (NP_001123617.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteinmasse	54kDa
Versand	Eisbeutel