


Phospho-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

Artikelnummer: CM0001935



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf 14-3-3-Isoformen Zeta (Ser58), Eta (Ser59), Gamma (Ser59) und Beta (Ser60) abzielt. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von 14-3-3-Signalwegen und Phosphorylierungsereignissen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-YWHAZ -Ser58+YWHAH -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7534/7533/7532/7529
Gen-ID	7534/7533/7532/7529
Immunogen	Synthetisches phospho-spezifisches Peptid, das den Resten um Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 von menschlichem YWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHAB entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel