


Phospho-Zap70-Y493 Kaninchen Mab - P43403

Artikelnummer: CM0001386



Einführung

Phospho-ZAP70 (Tyr493) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem ZAP70, einer Schlüssel-Tyrosinkinase der T-Zell-Rezeptor-Signalgebung und der adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ZAP70-Y493 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; Tyrosin-Proteinkinase ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Spezies	Mensch
Gen-ID	7535
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y493 von humanem ZAP70
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43403
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel