

Phyhd1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

Artikelnummer: CM0026530



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches PHYHD1, eine 2-Oxoglutarat-abhängige Dioxygenase. Geeignet für Anwendungen WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Versand auf Eisbeutel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHYHD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHYHD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	254295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-291 von menschlichem PHYHD1 (NP_001094346.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5SRE7
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel