


Pi3-Kinase P85 Alpha Kaninchen-Pab - P27986

Artikelnummer: CM0017124



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane PI3-Kinase p85 alpha (PIK3R1) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die PI3K-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3-Kinase p85 alpha Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3-Kinase p85 alpha
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5295
Gen-ID	5295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 240-380 der humanen PI3-Kinase p85 alpha (NP_852664.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27986
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel