


Pias1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - 075925

Artikelnummer: CM0028586



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane E3 SUMO-Protein-Ligase PIAS1 gerichtet ist, validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von SUMOylierungs- und Transkriptionsregulationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8554
GenID	8554
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 422-651 von menschlichem PIAS1 (NP_057250.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075925
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel