

Pias2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075928

Artikelnummer: CM0004247



Einführung

PIAS2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus, Ratte; zielt auf die E3 SUMO-Protein-Ligase PIAS2 ab, die an der transkriptionellen Regulation beteiligt ist. Ideal für die Untersuchung von STAT-, p53- und Steroidhormon-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9063
GeneID	9063
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem PIAS2 (NP_004662.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	075928
Proteinmasse	45 kDa/63 kDa/68 kDa
Versand	Eisbeutel