

Pigr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O70570

Artikelnummer: CM0030305



Einführung

PIGR Kaninchen pAb validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt den polymeren Immunoglobulin-Rezeptor von Maus/Ratte, der an Transzytose und mukosale Immunität beteiligt ist, ~83 kDa. Ideal für Immunodetektionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIGR Kaninchen pAb
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5284
GenID	18703
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-645 von Maus PIGR (NP_035212.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O70570
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eispackung