

Pik3Cg-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48736

Artikelnummer: CM0015395



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIK3CG (p110γ) für Western Blot und ELISA. Erkennt die katalytische 126-kDa-Untereinheit PI3Kγ, die an der GPCR-Signalübertragung und der Migration von Immunzellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3CG-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
Art	Mensch
Gen-ID	5294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-310 des humanen PIK3CG (NP_002640.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48736
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Kühlakku