

Pin4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y237

Artikelnummer: CM0002175



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes PIN4 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt endogene Pegel von PIN4 in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Nukleolus- und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIN4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5303
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 52-131 von humanem PIN4 (Q9Y237) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y237
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel