

Piwil2 Kaninchen Pab - Piwil2

Artikelnummer: CM0030004

Einführung

PIWIL2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen ein rekombinantes Fusionsprotein der Maus-PIWIL2 hergestellt wurde. Für WB und ELISA validiert, detektiert er PIWIL2-Protein von Maus und Ratte und ist damit ideal für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIWIL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	milli; Piwil1l; PIWIL2
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	55124
Gen-ID (Maus)	57746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 398-652 der Maus-PIWIL2 (Q8CDG1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
Proteingewicht	105kDa/109kDa
Versand	Eistüte