

Piwil4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3Z4

Artikelnummer: CM0005630

Einführung

PIWIL4 Kaninchen monoklonaler Antikörper (HIWI2, MIWI2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf 97 kDa PIWIL4 ab, das an der piRNA-vermittelten Transposon-Silencing beteiligt ist. Ideal für Keimbahn- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIWIL4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	143689
GenID	143689
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 272-383 von menschlichem PIWIL4 (NP_689644.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z3Z4
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel