

Piwil4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3Z4

Artikelnummer: CM0018573

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PIWIL4 (HIWI2/MIWI2) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt piRNA-Weg-Protein, das an der Transposon-Silencing und Spermatogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIWIL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	143689
GenID	143689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-460 von humanem PIWIL4 (NP_689644.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z3Z4
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel