


Pkc-Alpha-Kaninchen-Mab Für If/Icc, Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0007536



Einführung

Der PKC-Alpha-Kaninchen-mAb ist ein monoklonaler Antikörper, der spezifisch gegen die humane Proteinkinase C alpha gerichtet ist und für IF/ICC sowie ELISA validiert wurde. Ideal zur Untersuchung von Zellproliferation, Apoptose und Signalwegen der Krebsentstehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC-Alpha-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Spezies	Mensch
GeneID	5578
Immunogen	Rekombinantes Protein der humanen PKC alpha
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17252
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlbeutel